

# இரத்த சர்க்கரை சுய கண்காணிப்பு வழிகள்

## ஃப்ரீஸ்டைல் ஆப்டியம் நியோ இரத்த சர்க்கரை கண்காணிப்பு கருவி




**படி 1:**  
உங்கள் கைகளை கழுவிவிட்டு காய வைக்கவும்.



**படி 2:**  
சோதனை துண்டுகளின் காலாவதி தேதியை சரிபார்க்கவும். காலாவதியான சோதனை துண்டுகளை பயன்படுத்த வேண்டாம்.



**படி 3:**  
சோதனை துண்டுகளை கருவிக்குள் சொருகுங்கள். இரத்த துளி சின்னத்திற்காக காத்திருங்கள்



**படி 4:**  
எஸ்.எஃப். லான்செட்டிலிருந்து 90 டிகிரி கோணத்தில் திருவி பாதுகாப்பு தொப்பியை அகற்றவும்.



**படி 8:**  
5 விநாடிகளுக்குப் பிறகு சோதனையின் முடிவு தெரியும்.



**படி 7:**  
துண்டு நுனியில் இருக்கும் வெள்ளை இடத்தில் இரத்த துளியை செலுத்துங்கள்.



**படி 6:**  
விரல் குத்திய பிறகு உங்கள் விரலை தளர்த்துவிடுங்கள். இரத்தம் தோன்றும் வரை விரலை மெதுவாக அலுத்துங்கள்.



**படி 5:**  
எஸ்.எஃப். லான்செட்டின் நுனியில் உங்கள் விரல் நுனியை வைக்கவும். மெதுவாக விரல் நுனியில் தள்ளுங்கள்.



**படி 9:**  
இரத்தப்போக்கை நிறுத்த ஒரு திசுவடன் விரலை அழுத்தவும்.



**படி 10:**  
பயன்படுத்தப்பட்ட எஸ்.எஃப். லான்செட்டை ஒரு கடினமான பாத்திரத்தில் வீசவும்.



**படி 11:**  
உங்கள் முடிவுகளை இரத்த சர்க்கரை பதிவு புத்தகத்தில் பதிவு செய்யுங்கள்.



**படி 12:**  
முகப்புத் திரையைக் காண்பிக்க இதை அழுத்தவும். இந்த பட்டனை அழுத்தி உங்களுடைய முந்திய குளுக்கோஸ் அளவுகளை காணலாம்.