

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเอง เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือกรุ่น Freestyle Optimum Neo




ขั้นตอนที่ 1:
ล้างมือให้สะอาดและ
เช็ดมือให้แห้ง




ขั้นตอนที่ 2:
ตรวจสอบวันหมดอายุของแถบ
ตรวจ ห้ามใช้แถบตรวจที่
หมดอายุแล้ว



ขั้นตอนที่ 3:
เสียบแถบตรวจเข้าไปในเครื่อง รอจนตัวเครื่องโชว์
สัญลักษณ์หยดเลือด



ขั้นตอนที่ 4:
ถอดฝาคอครอบของ SF Lancet ออกโดย
หมุนฝา 90 องศา



ขั้นตอนที่ 8:
ผลตรวจจะ
ปรากฏหลังจาก 5
วินาที



ขั้นตอนที่ 7:
แกะเลือดบนปลายสีขาของ
แถบตรวจ



ขั้นตอนที่ 6:
ปล่อยนิ้วมีคูตามสบาย ไม่ต้องบีบเค้น นวด
คลึงปลายนิ้วจนพบหยดเลือด



ขั้นตอนที่ 5:
วางด้านท้ายของ SF Lancet ที่ปลายนิ้ว
มือ ค่อย ๆ ดันตรงปลายเข้าหาปลายนิ้ว
มือ



ขั้นตอนที่ 9:
ใช้ทิชชูกดห้ามเลือด



ขั้นตอนที่ 10:
ทิ้งเข็มที่ใช้แล้วในภาชนะห่อหุ้ม
มิดชิด



ขั้นตอนที่ 11:
จดค่าน้ำตาลในเลือดบนสมุดบันทึก



ขั้นตอนที่ 12:
กดปุ่ม เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก และกด
และ or ก่อนอ่านผลตรวจของคุณ